

SCHEMA TECNICA

CPKFIX latex free

Benda coesiva elastica di fissaggio

Classification (RD1591/2009): Class I

Notified Body Number CE: -

Manufacturer: FARMABAN s.a.



CODE	SIZES	EAN 13 CODE	SELLING UNIT
1308	2.5 cm x 4 m	8 4280 1251308 0	84
1309	4 cm x 4 m	8 4280 1251309 7	84
1310	6 cm x 4 m	8 4280 1251310 3	108
1311	8 cm x 4 m	8 4280 1251311 0	108
1312	10 cm x 4 m	8 4280 1251312 7	108
1313	12 cm x 4 m	8 4280 1251313 4	36
1320	4 cm x 10 m	8 4280 1251320 2	96
1321	6 cm x 10 m	8 4280 1251321 9	50
1322	8 cm x 10 m	8 4280 1251322 6	50
1323	10 cm x 10 m	8 4280 1251323 3	50
1324	12 cm x 10 m	8 4280 1251324 0	24
1315	4 cm x 20 m	8 4280 1251315 8	48
1314	6 cm x 20 m	8 4280 1251314 1	32
1316	8 cm x 20 m	8 4280 1251316 5	32
1318	10 cm x 20 m	8 4280 1251318 9	32

1319

12 cm x 20 m

8 4280 1251319 6

18

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Ogni benda CPK fix latex free è composta da:

- Tessuto elastico longitudinale:
 - viscosa 70 %.
 - polyammide 30 %.
- Massa coesiva senza lattice in uno sottile strato uniforme applicato alla superficie della benda
- Nucleo in cartone.
- Stampaggio microforato film imballaggio in PP.

2. CONFEZIONAMENTO

2.1 Presentazione del confezionamento:

- Scatola di cartone ondulato con 84, 42, 54, 18, 48, 25, 12, 24, 16 or 9 unità.
- Una scatola di 84 unità o due scatole di 42, 54, 18, 48, 25, 12, 24, 16 or 9 unità in un sacchetto termosigillato in PE

3. DESCRIZIONE

Benda elastica coesiva di fissaggio senza lattice.

4. PROPRIETA'

Grazie alla sua elasticità longitudinale ed effetto coesivo è facile da applicare, economico nell'uso, permeabile all'aria e sulla pelle.

La Benda non aderisce alla pelle ma solo su se stessa. Assolutamente antiscivolo. Comoda da indossare e perfetta tenuta.

Sterilizzabile a vapore, senza la confezione originale.

Caratteristiche tecniche:

Peso per m ² in allungo (g/m ²), senza adesivo	32 +/- 2
Estensibilità (%)	Min. 75
Lunghezza massima in estensione (m)	≥ 4.0
	≥ 10.0
	≥ 20.0
Larghezza (cm)	2.5 +/- 0.2
	4.0 +0.4/-0.2
	6.0 +/- 0.5
	8.0 +/- 0.5
	10.0 +/- 0.5
	12.0 +/- 0.5

5. DESTINAZIONE D'USO

Adatta a tutti i tipi di fissaggio, soprattutto nelle articolazioni

6. CONTROINDICAZIONI

Nessuna.

7. PRECAUZIONI

Non applicare in ferite aperte.

Monouso

8. DURATA

3 anni da tenere in luogo fresco e asciutto (tra i 5° C e i 30° C) nella sua confezione originale